



## Arterienklemmen nach Halsted-Mosquito

Stück H3, 12 cm, gebogen

---



Artikelnr.: 42090

Hersteller: Hu-Friedy Mfg.Co.,LLG

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 80 mm

Länge: 194 mm

**€ 37,38**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Arterienklemme H3, 12 cm, gebogen

Mehrzweckinstrumente zum Abklemmen von Blutgefäßen, zum Entfernen kleiner Wurzelspitzen und zum Aufnehmen loser Objekte. Auch kann der Mukoperiostlappen durch einen Faden und das Gewicht der Arterienklemme schonend vom Operationsgebiet weggehalten werden, um während der Operation eine optimale Schicht zu gewährleisten.