



Wironit® LA

Packung 1 kg



Artikelnr.: 42142

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 1.07 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 81 mm

Länge: 140 mm

€ 219,90

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Legierung

Wironit® LA- Die konsequente Weiterentwicklung für das Laserschweißen.

- Hohe Indikationsbreite für die sichere Anwendung in der Modellguss- und Kombitechnik
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff sowie den Zusatz von Tantal sorgen für exzellente Laserschweißigenschaften auch in extremen Situationen
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit bedeutet hohen Tragekomfort für den Patienten
- Durch die Bruchdehnung von 9 % können Klammern problemlos aktiviert werden
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 63,5 · Cr 29,0 · Mo 5,5 · Si 1,2 · C · Mn · N · Ta