



## Diamanten 872

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 223 Torpedo konisch, 8 mm, ISO 012



Artikelnr.: 42164  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 38,40**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 223 Torpedo konisch, Kopflänge: 8 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.