



## Diamanten 867

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 288 Torpedo, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 42281

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 38,40**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 288 Torpedo, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.