



Chirurgie Knochenfräser HM C163A

Packung 3 Stück HP, Figur 408, 6 mm, ISO 014



Artikelnr.: 42447

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 71 mm

Länge: 80 mm

€ 45,19

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 408, Kopflänge: 6 mm, ISO 014

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.