



## SoftClamp™

Kit



Artikelnr.: 42450  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.05 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 180 mm

**€ 30,72**

Zzgl. MwSt.

### Kit 5 Universal-Kofferdamklammern inklusive Zubehör

Die *SoftClamp™* Kofferdamklammer mit ihrem einzigartigen Design sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und reduziert den Druck auf die einzelnen Kontaktflächen. Durch die Antirutschbeschichtung der Klammerbacken haftet sich *SoftClamp™* sanft, aber sicher an die Zahnoberflächen, sodass ein Abrutschen verhindert wird. Die Kofferdamklammer erspart dem Patienten somit Unannehmlichkeiten und hilft, iatrogene Schäden zu vermeiden.