



SERAPID®

Packung 24 Stück farblos, 3 x 0,45 m, Stärke 3/0



Artikelnr.: 42904
Hersteller: Serag-Wiessner
Gewicht: 0.18 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 143,04

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln farblos, 3 x 0,45 m, Stärke 3/0

Mit *SERAPID®* wird unsere Produktreihe an synthetisch resorbierbarem Nahtmaterial fortgesetzt. *SERAPID®* besitzt eine optimale, geschmeidige Flechtstruktur und zeichnet sich vor allem durch seine kurze Resorptionszeit und eine hohe Knotenreißkraft aus.

Besondere Eigenschaften:

- kurzfristige Resorption
- hohe Knotenreißkraft
- leichter Knotenlauf
- optimales Gewebedurchzugverhalten