

KKD® Polypot Drucktopf

Packung Polypot mit schwarzem Topf, komplett



Artikelnr.: 42922

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 1.443 kg

Höhe: 168 mm

Breite: 170 mm

Länge: 237 mm

€ 198,13

Zzgl. MwSt.

Packung Polypot mit schwarzem Topf, komplett

Elektrizitäts- und druckluftunabhängiger Polymerisationstopf mit manueller Druckerzeugung durch Wasserkompression über die Drehspindel.

- Zur Polymerisation aller Kaltpolymerisate bis 50 °C (z.B. direkte Unterfütterungen)
- Betriebsdruck 1,5 – 2 bar
- Aus kompaktem, thermostabilem Kunststoff