



Snoop™

Packung 12 ml Flasche, dunkelblau



Artikelnr.: 42934

Hersteller: Hofmeister Dental B.V.

Gewicht: 0.068 kg

Höhe: 101 mm

Breite: 51 mm

Länge: 58 mm

€ 47,07

Zzgl. MwSt.

Packung 12 ml Flasche, dunkelblau

Farbstoff zur Karieserkennung.

Snoop™ unterscheidet innerhalb von 10 Sekunden zwischen dem äußeren infizierten und dem inneren betroffenen Dentin.

Snoop™ färbt infiziertes kariöses Dentin in 10 Sekunden und hilft, vitales Dentin, das nicht entfernt werden sollte, zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument für die konservierende Zahnheilkunde.

- Erkennt Karies an schwer zugänglichen Stellen
- Die dunkelblaue Farbe bietet einen starken Kontrast zu Dentin und Pulpa
- Sie Propylenglykolformel ist Berichten zufolge genauer als Formeln auf Wasserbasis
- Preisgünstige Tropfflasche
- Bewertet mit vier Sternen von REALITY