



## remanium® 2000+

Packung 50 g



Artikelnr.: 43130

Hersteller: Dentaorium GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.079 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 80 mm

Länge: 137 mm

**€ 60,40**

*Zzgl. MwSt.*

### **Packung** 50 g Legierung

Langjährige klinische Bewährung, ausgezeichnetes Fließverhalten und flexibel in der Anwendung. Lässt sich mittels Hochfrequenz vergießen, besonders aber auch für das Aufschmelzen mit der Flamme geeignet, da es hierbei nicht sprüht. Gesteigerte Effizienz beim Arbeitsablauf, kein Oxidationsbrand notwendig. Ausgezeichnet laserschweißbar, da kohlenstofffrei.