



IMS Farbkodierungsringe mini

Packung 50 Stück IMS-1282, weiß



Artikelnr.: 43221

Hersteller: Hu-Friedy Mfg.Co.,LLG

Gewicht: 0.009 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 28 mm

Länge: 28 mm

€ 12,13

Zzgl. MwSt.



Packung 50 Kodierungsringe IMS-1282, weiß

Farbkodierungsringe aus Silikon zum Identifizieren und Anordnen von Instrumenten. Die Ringe sind besonders geeignet, um die Instrumente in den Kassetten in der benötigten Reihenfolge aufzubewahren und um diese schnell für das gewünschte Verfahren identifizieren zu können.

- Für Griff Nummer 2 und Nummer 4