

Elektrochirurgie-Gerät ME102

Stück



Artikelnr.: 43360
Hersteller: Gebrüder Martin
Gewicht: 6.25 kg

€ 3.941,03

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgiegerät

Das KLS Martin ME102 ist ein universell einsetzbares HF-Elektrochirurgie-Gerät der 100-Watt-Klasse mit hervorragenden Schneide- und Koagulationseigenschaften. Seine Konzeption ist auf die besonderen Ansprüche der ambulanten und klinischen Anwendung ausgerichtet.