

EXPERTmatic E25 C

Stück



Artikelnr.: 43454

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Gewicht: 0.187 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 89 mm

Länge: 173 mm

€ 656,68

Zzgl. MwSt.

Stück Winkelstück

EXPERTmatic E25 C - Schnellläufer

- Übersetzung 1:5 (rotes Winkelstück)
- Austauschbarer Spray-Mikrofilter
- Innengeführte, getrennte Kühlmedien für FG-Bohrer (1,6 mm)
- Exklusive Keramikugellager für ein robusteres und langlebigeres Instrument
- CoolHead Technologie
- Hartmetallführungsbuchse
- 3-Düsenspray
- Effizienter Zugang durch kleinen Kopf
- Einfache Handhabung durch flexible Rastnase