



Mischkanülen gelb

Packung 100 Stück gelb, Ø 4,2 mm



Artikelnr.: 43778

Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.277 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 250 mm

Länge: 275 mm

€ 74,38

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Mischkanülen gelb, Ø 4,2 mm

Mischkanülen für Panasil initial contact X-Light, Panasil initial contact Light, Panasil contact plus X-Light, Futar Scan und Identium Light.