



NiCr-Schweißdraht

Stück 2 m Ø 0,50 mm / 20



Artikelnr.: 43870

Hersteller: Dentaaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.013 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 60 mm

€ 91,03

Zzgl. MwSt.

Stück 2 m Draht Ø 0,50 mm / 20

Zum Laserschweißen von NiCr-Basislegierungen. Speziell für hochwertige Legierungen wie remanium CS+, CSe und G-weich.