



## Ligaturen-Cutter

Stück DP511R, 125 mm



Artikelnr.: 44022  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.062 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 215 mm

**€ 140,94**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück Zange DP511R, 125 mm**

Mit Hartmetalleinlagen (Nachschleifen/Austauschen ist möglich). Die feinen Schneidebacken und deren 15° - Abwinkelung ermöglichen das Schneiden nah am Bracket. Maximale Drahtstärke: .014".