



## Sterican® Tief-intramuskulär

Packung 100 Stück grün, G21 Ø 0,8 x 80 mm



Artikelnr.: 44128  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.26 kg  
Höhe: 135 mm  
Breite: 84 mm  
Länge: 108 mm

**€ 15,86**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Kanülen grün, G21 Ø 0,8 x 80 mm

- Nach ISO 7864 und DIN 13097
- Dünnwand-Kanüle
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Spezial-Facetten-Langschliff
- Für schmerzarme Punktionen
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert nach ISO 6009