



GC Fuji II LC Improved sortiert Kapseln Pa 50

Packung 50 Kapseln A1



Artikelnr.: 44138

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.23 kg

Höhe: 101 mm

Breite: 108 mm

Länge: 188 mm

€ 118,33

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kapseln A1

Das klinisch erprobte lichthärtende Restaurationsmaterial Fuji II LC bietet Ihnen alle Vorteile eines konventionellen Glasionomers - plus wichtiger Fortschritte, wie duale Aushärtung, sofortige Endbearbeitung und wunderschönes Aussehen. Mit seinem unkomplizierten, zeitsparenden Verfahren stellt es die ideale Lösung für viele Indikationen dar. Fuji II LC verhindert Randspaltbildung, eliminiert Sensitivität und bietet Schutz für Patienten mit hohem Risiko.