



## Mega-Finish

Flasche 500 ml



Artikelnr.: 44234

Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte

Gewicht: 0.542 kg

Höhe: 208 mm

Breite: 76 mm

Länge: 142 mm

**€ 11,63**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 500 ml

*Mega-Finish* dient zum Reinigen von Prothesen und Kunststoffoberflächen.

Durch die Anwendung von *Mega-Finish* wird die Kunststoffoberfläche entspannt und erhält einen angenehmen Geruch. *Mega-Finish* kann konzentriert oder mit Wasser verdünnt angewendet werden. Die Anwendung von *Mega-Finish* im Ultraschallbad ist möglich. Abschließend wird unter fließendem Wasser abgespült.