



Mucalgin®

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 44348

Hersteller: Merz Dental GmbH

Gewicht: 5.391 kg

Höhe: 240 mm

Breite: 180 mm

Länge: 130 mm

€ 68,46

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Desinfiziert Alginat-, Silikon-, Polyether- und Hydrokolloidabformungen ohne das Abdruckmaterial anzugreifen.
Einsetzbar für alle gängigen Abformmaterialien.