



Denar® Mark II Artikulator

Stück



Artikelnr.: 44689

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 965,96

Zzgl. MwSt.

Stück Artikulator

Mark II-Serie: Entwickelt für Einfachheit und Genauigkeit

- Einstellungen: Überstandswinkel: 0-60°; sofortige
- Seitenverschiebung: 0-4mm; Progressive Seitenverschiebung: 5-15 °
- Abnehmbares oberes Glied
- Haltefedern halten die Mitglieder zusammen, ohne zentrisch eingeschlossen zu sein
- Klares Finish
- Positiv zentrische Verriegelung
- 110mm interkondylärer Abstand
- Rückwand hintere Neigung von 25° Gerade Oberwand

Lieferung komplett mit: 10 Einweg-Schraubmontageplatten und Tragetasche.

Merkmale des Mark II Artikulators:

Benutzerdefinierte (flache) Inzissetabelle mit kurzem runden Inzisalstift