



Denar® Slidematic Facebow

Set 1 Gesichtsbogen, 1 Bissgabel



Artikelnr.: 44697

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 339,01

Zzgl. MwSt.

Set 1 Gesichtsbogen, 1 Bissgabel

Möglicherweise das schnellste Facebow-System, das Sie jemals verwenden werden. Ein schnelles, einfaches und genaues Mittel, um richtige Oberkieferbeziehungen zu übertragen.

Funktionen: Präzisions-Speed-Glide-Getriebe ermöglichen das Öffnen und Schließen des Facebows auf der Achse Praktische, abnehmbare Transfervorrichtung wird am Artikulator montiert und gibt den Gesichtsbogen für den nächsten Patienten frei Anpassbar an die meisten Denar®, Hanau™- und Whip-Mix-Artikulatoren Nicht kompatibel mit Whip Mix 8500 oder Hanau-Mate Kommt komplett mit: einem Messbogen, Denar-Transfer-Jig-Baugruppe®, anderem benötigten Zubehör, Bedienungsanleitung und Tragetasche.