

PROPHY MAX

Stück mit autoklavierbarem Newtron Handstück für alle Ultraschallanwendungen, autoklavierbarem ProphyPen Polisher-Handstück mit wechselbarer Titandüse, Multifunktionsfußschalter, 2 x 250 g Flaschen Natriumcarbonat-Pulver (Pfefferminz- und Zi



Artikelnr.: 44775

Hersteller: ACTEON Germany GmbH

Gewicht: 6.227 kg

Höhe: 166 mm

Breite: 312 mm

Länge: 440 mm

€ 4.131,60

Zzgl. MwSt.

Stück PROPHY MAX mit autoklavierbarem Newtron Handstück für alle Ultraschallanwendungen, autoklavierbarem ProphyPen Polisher-Handstück mit wechselbarer Titandüse, Multifunktionsfußschalter, 2 x 250 g Flaschen Natriumcarbonat-Pulver (Pfefferminz- und Zitronengeschmack), Zubehör für die Inbetriebnahme

Farbcodierung zur Auswahl der gewünschten Leistungskonfiguration.

- Größte Auswahl an Ultraschall-Instrumenten
- Optimale Hygiene durch Folientastatur und glatte Oberfläche
- Pulver mit optimierten Geschmacksaromen (Spearmint oder Zitrone)
- Auto-Reinigungsfunktion oder auf Knopfdruck
- Wahlweise mit autoklavierbarem Suprasson Lux Licht-Handstück

Ein Gerät der Klasse I Typ BF.