



## Bellavest® T

Karton 80 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit

---



Artikelnr.: 44831  
Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.  
Gewicht: 13.6 kg  
Höhe: 275 mm  
Breite: 265 mm  
Länge: 405 mm

**€ 153,09**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Karton 80 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit**

Weltweit bewährte Standardeinbettmasse mit hoher Zuverlässigkeit in Passgenauigkeit und Verarbeitung.  
*Bellavest® T* wird ausschließlich konventionell vorgeheizt.

- Cremige Konsistenz für detailgenaue, glatte Güsse
- 5 Minuten Verarbeitungszeit für ein sicheres und entspanntes Einbetten
- *Bellavest® T* steht seit Jahren für eindeutiges klares Handling und Vertrauen in optimale Ergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit
- BegoSol® für die sichere Expansionssteuerung, BegoSol® HE ermöglicht - alternativ verwendet - höhere Expansionswerte