



Wiropaint plus

Flasche 200 ml



Artikelnr.: 44835

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.417 kg

Höhe: 115 mm

Breite: 59 mm

Länge: 60 mm

€ 21,49

Zzgl. MwSt.

Flasche 200 ml

Feineinbettung für die Modellgusstechnik ermöglicht eine sehr glatte Gussoberfläche und verkürzt erheblich das Nacharbeiten. *Wiropaint plus* setzt sich kaum ab und ist stets einsatzbereit.