



Wirobond® C

Packung 250 g



Artikelnr.: 44858

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.304 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 64 mm

Länge: 116 mm

€ 205,05

Zzgl. MwSt.

Packung 250 g Legierung

- Nickel- und berylliumfrei einfache Verarbeitung durch sichere Gießzeitpunkterkennung
- Kohlenstofffreie Zusammensetzung – besonders gut für das Laserschweißen geeignet
- Das Element Cer sorgt für eine hohe Verbundfestigkeit mit der Keramik – Minimierung des Risikos von späteren Abplatzungen
- Geringe Wärmeleitfähigkeit – Schutz der Pulpa und hoher Tragekomfort beim Patienten
- Biokompatibel und korrosionsbeständig durch fest haftende Passivschicht
- Chemische Zusammensetzung: Co 63,3 · Cr 24,8 · W 5,3 · Mo 5,1 · Si 1,0 · Ce