



Lisko-S

Packung 10 Stück unmontiert, türkis, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell



Artikelnr.: 44922

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 33 mm

Breite: 51 mm

Länge: 64 mm

€ 23,68

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben unmontiert, türkis, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell

Mit der feinen Körnung sowohl Abtragen, Abrunden und Glätten möglich. Idealer Drehzahlbereich 4.000 - 12.000 U/min. Schutzbrille tragen. Haben eine halboffene Struktur, mindestens die vierfache Lebensdauer von Lisko.