



# APPLIKATIONSKANÜLEN 20G

Beutel 25 Stück schwarz, gewinkelt, 20 Gauge



Artikelnr.: 45197  
Hersteller: R-dental GmbH  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 58 mm  
Länge: 103 mm

**€ 8,82**

*Zzgl. MwSt.*

Beutel 25 Applikationskanülen schwarz, gewinkelt, 20 Gauge

- Farbe schwarz
- Sehr fein
- Mit gewinkelter Metallkanüle
- Zur präzisen Applikation fließfähiger Materialien
- Größe 20 gauge