



Laborsil pro 90

Packung 2 x 750 g Dosen



Artikelnr.: 45501

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 1.724 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 116 mm

Länge: 226 mm

€ 26,34

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 750 g Dosen

Knetbares Laborputty mit der Shorehärte 90 Shore A Endhärte aus additionsvernetzendem Silikon. Bietet eine schnelle und bruchresistente Alternative zur Verwendung von Gips.

Eigenschaften

- Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar
- Geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz
- Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe
- Kochfest bis > 200 °C

Einsatzgebiete: Vowälle, Einbett- und Isoliermaterial für Kunststoffzähne bei der Kuvettentechnik, Kontrollschlüssel, Bissfixierung, Modelle für Reparaturen und Erweiterungen.