



Blueprint® Xcreme

Packung 2 x 500 g Beutel



Artikelnr.: 45573

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 1.65 kg

Höhe: 180 mm

Breite: 240 mm

Länge: 245 mm

€ 38,33

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 500 g Beutel

Blueprint® Xcreme Alginat ist ein irreversibles Hydrokolloidmaterial zur Abnahme von Zahnabdrücken.

- *Blueprint® Xcreme* Alginatabdrücke ermöglichen die Möglichkeit, das Gießen entweder im Büro oder in ein externes Labor zu verzögern
- *Blueprint® Xcreme* Alginatpulver wurden speziell entwickelt, um Staub beim Mischen zu eliminieren
- Das Material reduziert die Konzentration luftgetragener Partikel auf eine Konzentration, die unter der Nachweisgrenze liegt
- *Blueprint® Xcreme* Alginat entspricht ISO 1563 bzw. EN 21563