

Megalight MINI

Stück



Artikelnr.: 45608

Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte

Gewicht: 4 kg

€ 174,48

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationsgerät

Ist ein kleines Lichtpolymerisationsgerät für Praxis und Labor. Trotz geringer Abmaße bietet der Polymerisationsraum Platz für bis zu 2 Modelle. Alle Megalight- Geräte sind mit einem festen Timer zur Steuerung der Belichtungszeit ausgestattet.