



Polierbürste 105

Packung 5 Stück schwarz, Chungking Borsten, HP, Figur 543, 1,5 mm, ISO 190



Artikelnr.: 45646

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.057 kg

Höhe: 73 mm

Breite: 56 mm

Länge: 85 mm

€ 10,47

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bürsten schwarz, Chungking Borsten, HP, Figur 543, Stärke 1,5 mm, ISO 190

Polierbürsten. Reinigungshinweise:

- Seifenlauge, keine aggressive Desinfektionsmittel
- Ultraschalleinsatz möglich
- Keine Beständigkeit für Thermodesinfektion bzw. Sterilisation
- Modellgußtechnik, Kunststofftechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 10.000 U/min., max. 15.000 U/min.