



HYGENIC® Dental Dam

Stück Dental Dam Rahmen aus Kunststoff 15 cm



Artikelnr.: 45769

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.059 kg

Höhe: 158 mm

Breite: 49 mm

Länge: 115 mm

€ 17,79

Zzgl. MwSt.

Stück Dental Dam Rahmen aus Kunststoff 15 cm

Kofferdam wird in der Zahnheilkunde zur Isolierung der Zähne verwendet. Die Anwendung von Kofferdam hilft Zeit zu sparen, und führt schneller zu besseren Behandlungsergebnissen. Kofferdam bietet Schutz bei der Verwendung von Lösungen, sowie vor Aspirieren oder Verschlucken von Instrumenten. Zusätzlich schützt Kofferdam vor Infektionen. Kurz gesagt: Das Arbeiten mit Kofferdam ist effektiv und sicher.