



Spez.Rundbürste 2-reihig 50/70mm St

Stück 2-reihig schräg, kurze Chungking-Borsten, Ø 40/60 mm



Artikelnr.: 45868

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 57 mm

Länge: 58 mm

€ 2,39

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste 2-reihig schräg, kurze Chungking-Borsten, Ø Kern: 40 mm, Ø Außen: 60 mm

Der kurze Borstenbesatz verleiht dieser Bürste die außergewöhnliche Steife und Härte, die für das rationelle Bearbeiten von Modellguss und Titan notwendig ist. Mit Plastik-Körper und Holzbuchse.

Empfohlene Umdrehungszahl: 2.800 U/min.