



StarGloss

Stück rosa mittelgrob, HP, Figur 243 Spitze, 14 mm, ISO 040



Artikelnr.: 45969
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 65 mm
Breite: 37 mm
Länge: 40 mm

€ 5,20

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer rosa mittelgrob, HP, Figur 243 Spitze, Kopflänge: 14 mm, ISO 040

Diamant Keramik Polierer. Neue Keramik - Materialien und deren Bearbeitungs - Techniken verlangen nach neuen Polier - Systemen. Speziell entwickelt für die schonende Bearbeitung von Keramik- und Vollkeramik - Restaurationen (Zirkonoxid). Diamantkörnung in Verbindung mit einer hochverdichteten, langmaschigen synthetischen Bindung, gewährleisten eine höchste Oberflächengüte. Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren ohne Polierpaste und ohne zusätzlichen Glanzbrand. Die StarGloss Polierer garantieren eine schonende und erfolgreiche Bearbeitung von Vollkeramik - Materialien ZrO₂.

- 1. Stufe = blau: Grobe Körnung - Zum Vorschleifen und Konturieren, für schnellen und groben Materialabtrag
- 2. Stufe = rosa: Mittelhobe Körnung - Zur Oberflächenglättung und zur Vorbereitung auf die Endpolitur
- 3. Stufe = grau: Superfeine Körnung - Zur Hochglanzpolitur ohne Polierpaste und ohne zusätzlichen Glanzbrand
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Drehzahl Rad und Spitze max. 15.000 U/min., Linse max. 5.000 U/min.