



dento-stone® 220

Karton 25 kg Superhartgips weiß



Artikelnr.: 45971
Hersteller: Dentona AG
Gewicht: 25 kg
Höhe: 350 mm
Breite: 240 mm
Länge: 320 mm

€ 168,56

Zzgl. MwSt.

Karton 25 kg Superhartgips weiß

dento-stone® 220 ist der bewährte Spezialsuperhartgips nach DIN EN ISO 6873 : 2013, Typ 4, thixotrop, normal abbindend – für die Herstellung von Gegenbissen, Kunststoffprothetik, Modellguss und Modellen für die KFO.