



## Kronentrenner 7RX

Packung 5 Stück Diamantverz., blau, FG, Figur 194, 5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 45991  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 29,10**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Kronentrenner Diamantverzahnung, blau, FG, Figur 194, Kopflänge: 5 mm, ISO 014

Spezialinstrumente zum trennen von Kronen und Brücken. Kronentrenner sind heute eines der wichtigsten Instrumente in der Zahnarztpraxis. Dabei stellt die Vielzahl unterschiedlicher Restaurationsmaterialien eine ebenso große Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an die Kronentrennung. Ein schnelles, problemloses und nicht zuletzt auch wirtschaftliches Auftrennen von Kronen und Brücken erfordert hochqualitative Instrumente, die speziell an die Eigenschaften der Restaurationsmaterialien angepasst sind, um die Entfernung besonders effizient zu gestalten. Daher bietet MEISINGER für jedes Material den optimalen Kronentrenner. Alle Instrumente sind Spezialisten auf ihrem jeweiligen Anwendungsgebiet und überzeugen mit hoher Stabilität, bester Schneidleistung und Langlebigkeit.

Anwendungshinweise:

- Bearbeitungswinkel von etwa 45°
- Optimale Drehzahl von etwa 160.000 U/min.
- Einsatz im roten Winkelstück mit geringem Anpressdruck
- Besonders harte Metalle, NEM-Legierungen und Verblendkeramik