



Wattecenter Stegeinsatz

Stück opak



Artikelnr.: 46128

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.688 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 118 mm

Länge: 213 mm

€ 105,95

Zzgl. MwSt.

Stück Center opak

Wattecenter komplett mit Stegeinsatz für die universelle Verwendung von Wattepellets und -kügelchen. Watte, Watterollen oder Wattepellets – perfekt verpackt: Unsere hochwertigen Systeme bieten Ihnen viele Möglichkeiten. Sie bestehen aus solidem Acrylglas, sind form- und wärmebeständig bis 90 °C, verfügen über eine erstaunlich kompakte Größe von 181 x 109 x 80 mm. Ein überstehender Deckel ermöglicht die Einhandbedienung. Und nach RKI-Richtlinie sind unsere Systeme optimal geeignet für den Einsatz in Patientennähe.