



Watterollenbehälter

Stück mit Trennscheiben, opak



Artikelnr.: 46130

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.59 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 119 mm

Länge: 208 mm

€ 84,95

Zzgl. MwSt.

Stück Behälter mit Trennscheiben, opak

Watterollenbehälter für die hygienische Aufbewahrung von Watterollen unterschiedlicher Größe.

Watte, Watterollen oder Wattlepellets – perfekt verpackt: Unsere hochwertigen Systeme bieten Ihnen viele Möglichkeiten. Sie bestehen aus solidem Acrylglas, sind form- und wärmebeständig bis 90 °C, verfügbar über eine erstaunlich kompakte Größe von 181 x 109 x 80 mm. Ein überstehender Deckel ermöglicht die Einhandbedienung. Und nach RKI-Richtlinie sind unsere Systeme optimal geeignet für den Einsatz in Patientennähe.