



## Spirituslampe aus Klarglas 100 ml

Packung Docht Ø 5 mm, geflochten, Meterware

---



Artikelnr.: 46155

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 66 mm

Länge: 106 mm

**€ 4,75**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** Docht Ø 5 mm, geflochten, Meterware

Spirituslampe aus Klarglas, komplett mit Schraubverschluss und regelbarem Docht, Fassungsvermögen ca. 100 ml. Größe Ø 80 mm, 82 mm hoch.