



Spirituslampe aus Opalglas 100 ml

Stück



Artikelnr.: 46207

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.204 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 79 mm

Länge: 90 mm

€ 54,06

Zzgl. MwSt.

Stück Lampe

Spirituslampe aus Opalglas, komplett mit Schraubverschluss und regelbarem Docht, Fassungsvermögen ca. 100 ml. Größe Ø 65 mm, 92 mm hoch.