



Kappengläser aus Simplex-Opalglas

Stück Ersatz-Deckel mit blauem Ring



Artikelnr.: 46231

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 33 mm

Breite: 37 mm

Länge: 40 mm

€ 8,14

Zzgl. MwSt.

Stück Ersatz-Deckel mit blauem Ring

Kappengläser aus Simplex-Opalglas, für die Aufbewahrung von Arzneimitteln. Unterschiedliche Farbmarkierungen schützen vor der Verwechslung des Inhaltes. Der griffsichere Deckel schließt das Kappenglas luftdicht ab. Die ausgewölbte Innenform ermöglicht die vollständige Entnahme des Medikamentes. Größe: 32 mm Bodendurchmesser, 42 mm hoch, ca. 3 ml Fassungsvermögen.

- Mit farbiger Beringung an der Schulter des Unterteiles und am unteren Rand des Deckels
- Sattweiße Farbe
- Autoklavierbar