



Kappengläser aus Opalglas

Stück mit gelbem Ring



Artikelnr.: 46234

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.065 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 39 mm

Länge: 41 mm

€ 28,33

Zzgl. MwSt.

Stück Glas mit gelbem Ring

Für die Aufbewahrung von Arzneimitteln. Mit farbiger Beringung an der Schulter des Unterteiles und am unteren Rand des Deckels. Unterschiedliche Farbmarkierungen schützen vor der Verwechslung des Inhalts. Der griffsichere Deckel schließt das Kappenglas luftdicht ab. Die ausgewölbte Innenform ermöglicht die vollständige Entnahme des Medikamentes. 32 mm Bodendurchmesser, 42 mm hoch, ca. 3 ml Fassungsvermögen. Autoklavierbar.