



## Schleifer Z623

Packung 2 Stück grün mittel, HP, Figur 043, 3 mm, ISO 060



Artikelnr.: 46429

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 69 mm

Länge: 71 mm

**€ 49,32**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Schleifer grün mittel, HP, Figur 043, Kopflänge: 3 mm, ISO 060

Diamantschleifkörper aus Siliciumcarbid zum sicheren Bearbeiten von empfindlichen Zirkonoxidoberflächen.

- Trockenbearbeitung
- keine Mikrorisse
- Anwendung ohne Druck
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik