



CARIES DETECTOR

Flasche 6 ml



Artikelnr.: 46435
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 97 mm
Länge: 209 mm

€ 38,31

Zzgl. MwSt.

Flasche 6 ml Flüssigkeit

CARIES DETECTOR eignet sich hervorragend zur Karieserkennung und schont gesunde Zahnschubstanz. Er unterstützt das Exkavieren der demineralisierten, kariesbefallenen Zahnhartsubstanzen und ermöglicht eine optimale Entfernung der Karies. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass so wenig remineralisierbares, gesundes Dentin wie möglich entfernt wird und die Pulpenvitalität mit der gesunden Zahnschubstanz erhalten bleibt. Zahlreiche Untersuchungen zeigten, dass irreversibel erkranktes und remineralisierbares, gesundes Dentin sowohl optisch als auch mechanisch durch den Sondentest nicht voneinander zu unterscheiden sind. *CARIES DETECTOR* verleiht hier bei der Exkavation Sicherheit, indem nur irreversibel erkranktes Dentin rot angefärbt wird.