



Black Cobra Cutter

Set 12 Fräser



Artikelnr.: 46475

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 342,05

Zzgl. MwSt.

Set 12 Fräser (1x B23F ISO 023, 1x B23G ISO 023, 1x B79G ISO 040, 1x B79G ISO 060, 1x B250G ISO 040, 1x B251G ISO 060, 1x B251H ISO 060, 1x B79F ISO 040, 1x B79F ISO 060, 1x B250F, 1x B251F ISO 060, 1x B251S ISO 060)

Sortiment mit ausgewählten Hartmetallfräsern der MEISINGER Black Cobra Line für die Nutzung im Dentallabor. Die besondere CABOCER® Beschichtung optimiert die Leistung der Instrumente und besticht durch extreme Härte, geringen Verschleiß und niedrigste Reibwerte. Die charakteristische schwarze Farbe der Instrumente ermöglicht Ihnen zusätzlich blendfreies Arbeiten.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.