



Schleifer Z638

Packung 2 Stück grün mittel, HP, Figur 110, 6,5 mm, ISO 025



Artikelnr.: 46515

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 69 mm

Länge: 71 mm

€ 37,34

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Schleifer grün mittel, HP, Figur 110, Kopflänge: 6,5 mm, ISO 025

Diamantschleifkörper aus Siliciumcarbid zum sicheren Bearbeiten von empfindlichen Zirkonoxidoberflächen.

- Trockenbearbeitung
- keine Mikrorisse
- Anwendung ohne Druck
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik