



BD-STERIBOX

Stück Kunststoff



Artikelnr.: 46615

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.127 kg

Höhe: 86 mm

Breite: 91 mm

Länge: 93 mm

€ 6,91

Zzgl. MwSt.

Stück Kunststoff

Behälter für die Desinfektion. Praktisch für Kleinteile wie Bohrer, Diamanten. Mit Öffnung im Deckel. Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts. Beide Ausführungen autoklavierbar.