



## VITA CAD-Temp®

Stück monoColor 2M2T, CT-55

---



Artikelnr.: 46726  
Hersteller: Vita Zahnfabrik  
Gewicht: 0.032 kg  
Höhe: 29 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 146 mm

**€ 30,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Block monoColor 2M2T, CT-55

Komposit aus hochvernetztem Acrylatpolymer mit Mikrofüllstoff zur Herstellung von Langzeitprovisorien.

- Gute Langzeitstabilität, dank guter Oberflächenbeständigkeit und Bruchfestigkeit (bis zu 3 Jahre Tragedauer)
- Natürliche Farbwirkung, dank guter lichteptischer Eigenschaften
- Wirtschaftliche Provisorienherstellung, durch zeitsparende CAD/CAM-Fertigung
- Beste Lösung für voll- oder teilanatomische Langzeitprovisorien (VITA CAD-Temp) und temporäre implantatgetragene Versorgungen (VITA CAD-Temp IS)