

# LUXOMAXI

Stück

---



Artikelnr.: 46817  
Hersteller: al dente Dentalprodukte  
Gewicht: 2.139 kg  
Höhe: 150 mm  
Breite: 253 mm  
Länge: 292 mm

**€ 315,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

## **Stück** Lichthärtegerät

Ein leistungsstarkes Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten lichthärtender Dentalmaterialien wie universellen Abformlöffel, Versiegelungslacken sowie Ausblockmaterialien. Der Polymerisationsraum bietet Platz für bis zu 2 Modelle. Das Gerät ist mit 2 UVA- und 2 UVB-Röhren je 9 Watt ausgestattet und erlaubt eine rasche und zuverlässige Aushärtung von lichthärtenden Dentalwerkstoffen. Das Gerät besitzt eine Dreifachtimerfunktion - 5 Minuten, 10 Minuten sowie Dauerbetrieb. Autostart beim Einschieben der Schublade - hochwertiger Aluminiumreflektor.